



**Grandeur 20 x 20 cm**

Article no. 4.16392

**21.20 CHF**

excl. 8.1% TVA (1.72 CHF)

Pansement en matériel mousseux, grandeur 20 x 20 cm, imbibé de 100 g d'hydrogel naturel et stérile.

## Description

Pour les premiers soins à appliquer lors de petites brûlures même avec de l'eau bouillante pour une durée d'au moins 20 à 30 minutes. Le produit peut être appliqué directement sur la plaie ouverte. L'hydrogel a un énorme effet de refroidissement et calme la douleur. Le pansement couvre l'endroit blessé de manière efficace et s'adapte de manière flexible aux formes des articulations et enflures. Avant l'emploi de BURNFREE, les brûlures provenant de produits chimiques doivent être neutralisées et les victimes de brûlures électriques doivent être séparées de la source de courant. Lors de brûlures sérieuses, il y a lieu de trouver un médecin au plus vite après le début du traitement.

Type d'emballage : Sachet

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.