

Coussins chauffants et autocollants TEE-UU

Thermo-Pad



**Pour la recherche de sources de chaleurs
à l'aide de caméras thermiques
Set de 10 pces**

Article no. 4.16356

25.00 CHF

excl. 8.1% TVA (2.03 CHF)

Pour la recherche de sources de chaleur avec la caméra thermique.

Description

Caractéristiques :

- captivant : plus de variété dans les exercices de recherche
- usage simple : préparation simple et rapide des exercices

caractéristiques :

- verso autocollant
- temps d'activation : env. 20 minutes
- durée d'application : jusqu'à 4 heures à une température ambiante d'environ 20° C
- température pendant la durée d'application : env. 50° C
- température maximale : env. 65° C

Préparation et activation :

Les THERMO-PADs autocollants sont fixés en quelques secondes sur le mannequin d'exercice. L'activation d'un THERMO-PAD se fait automatiquement par l'ouverture de l'emballage sous vide. Le THERMO-PAD réagit avec l'oxygène de l'air et, après un temps d'activation d'environ 20 minutes, il développe un rayonnement thermique qui est clairement visible avec une caméra thermique. Le THERMO-PAD s'échauffe alors jusqu'à une température d'environ 50°C.

Durée d'utilisation et élimination :

À une température de l'air de 20°C, la durée d'utilisation est d'au moins 4 heures.

Après une utilisation unique, le THERMO-PAD peut être jeté avec les ordures ménagères.

Contenu de la livraison :

10 pièces de THERMO-PADs emballées individuellement

Spécifications techniques

Couleur : blanc

Poids : env. 48 g / pce

Dimensions (L x H x P) : 13 x 9,5 x 1 cm / pce

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.